



Deutsche Umweltstudie zur Gesundheit von Erwachsenen

Hinweis: Dieses Dokument legt Inhalt und Wortlauf des Interviews fest. Da das Interview mithilfe eines CAPI durchgeführt wird, können sich aus technischen Gründen Abweichungen im Layout ergeben.

Trinkwasser - Metalle

IDNR der Zielperson	
Datum der Erhebung	. .202 <i>Hinweis zur Programmierung: Datum automatisch einblenden</i>
Interviewenden-Nr.	

Fragen mit Farbumterlegung und blauer Schrift: Die Fragen in **blauer** Schrift und in den grau-unterlegten Feldern sind an die interviewende Person gerichtet und werden der Zielperson nicht vorgelesen.

Einleitende Fragen	
T01. Haben Sie die Trinkwasserprobennahmen durchgeführt? <i>Hinweis zur Programmierung: Achtung Filterführung beachten</i> Ja ☐ ➞ weiter mit Frage T03 Nein ☐	
T02. Was war der Grund, dass keine Probennahme/n durchgeführt wurde/n? Die Probennahmen wurden vergessen ☐ Die Probengefäße trafen nicht rechtzeitig ein ☐ ➞ weiter mit Frage T05 Probennahmen waren zu kompliziert ☐ Anderer Grund Und zwar: _____ ☐ weiß nicht ☐ verweigert ☐	

1. Trinkwasserprobe (S0-Ablaufprobe)

T03. An interviewende Person: Klären Sie mit der Zielperson, ob die Probenahmen richtlinienkonform genommen wurden. Checkliste ‚Trinkwasser-Metalle‘ benutzen!
Wurde die 1. Probe (S0-Ablaufprobe) richtlinienkonform genommen?

Ja ☐ ➞ weiter mit Frage T06

Nein ☐

T04. An interviewende Person
Aus welchem Grund/Gründen erfolgte keine korrekte 1. Probenahme (S0-Ablaufprobe)? Welches Kriterium wurde nicht eingehalten?

Die Probennahme liegt länger als 2 Tage zurück. ☐

Das Wasser wurde vor der Probenahme nicht mindestens 1 Minute ablaufen gelassen, bis es kalt war. ☐

Das Probengefäß war zu gering befüllt. ☐ weiß nicht ☐ verweigert ☐

T05. Sind Sie damit einverstanden, dass ich (*die interviewende Person*) die 1. Probe (S0-Ablaufprobe) entnehme?

Ja ☐ An interviewende Person: Lassen Sie sich den Wasserhahn zeigen, aus dem die Zielperson gewöhnlich Trinkwasser für Trink- und Kochzwecke entnimmt und entnehmen Sie die S0-Ablaufprobe richtlinienkonform.

Nein ☐ ➞ Ende der Dokumentation

T06. Wann wurde die 1. Probe (S0-Ablaufprobe) genommen?

An interviewende Person: Bitte auf 5 Minuten genau!!
Entweder das Datum und die Uhrzeit eintragen zu der die/der Interviewende die Probe genommen hat danach ist ➞ Ende der Dokumentation
oder vom Etikett abschreiben oder ggf. bei der Zielperson nachfragen bzw. Zeiten eintragen, die der Probenahmen zu Grunde liegen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf Plausibilität!
Die Nachmittags- und Abendstunden (pm) sind mit 12:00 bis 23:59 Uhr anzugeben.
Achten Sie bei der Datumsangabe darauf, dass bis 23:59 Uhr das Datum des „alten“ Tages und bei 0:00 Uhr das Datum des „neuen“ Tages eingetragen ist.
Hinweis zur Programmierung: Probe ist nur korrekt, wenn die Probe bis zu 2 Tagen vor dem IV-Besuch gewonnen wurde

Datum

am 202 um

Tag Monat Jahr Stunde Minute

weiß nicht ☐ verweigert ☐

2. Trinkwasserprobe (S1- Stagnationsprobe)

T07. Wurde die 2. Probe (S1-Stagnationsprobe) richtlinienkonform genommen?
Checkliste ‚Trinkwasser-Metalle‘ benutzen:

Ja ☐ ➞ weiter mit Frage T09

Nein ☐

T08. An interviewende Person
Aus welchem Grund/Gründen erfolgte keine korrekte 2. Probenahme (S1-Stagnation)? Welches Kriterium wurde nicht eingehalten?

Die Probennahme liegt länger als 2 Tage zurück. ☐

Die Stagnationszeit lag unter 2 oder über 6 Stunden. ☐

Der Wasserhahn wurde zwischendurch geöffnet. ☐ ➞ weiter mit Frage T013

Während der Stagnationszeit waren Geräte wie z. B. Geschirrspüler oder Waschmaschine, die über dieselbe Wasserleitung versorgt werden, in Betrieb. ☐

Das Probengefäß war zu gering befüllt. ☐

weiß nicht ☐ verweigert ☐

T09. Wann wurde die **2. Probe** (S1-Stagnationsprobe) gewonnen?

Bitte auf **5 Minuten** genau!!

An interviewende Person: Vom Etikett abschreiben oder ggf. bei der Zielperson nachfragen bzw. Zeiten eintragen, die der Probenahmen zu Grunde liegen. Bitte auf **5 Minuten** genau!!

Die Nachmittags- und Abendstunden (pm) sind mit 12:00 bis 23:59 Uhr anzugeben.

Achten Sie bei der Datumsangabe darauf, dass bis 23:59 Uhr das Datum des „alten“ Tages und bei 0:00 Uhr das Datum des „neuen“ Tages eingetragen ist.

Hinweis zur Programmierung: Probe ist nur korrekt, wenn die Probe bis zu 2 Tagen vor dem IV-Besuch gewonnen wurde und die Stagnationszeit größer 2 und unter 6 Stunden lag

	Datum				Uhrzeit		
am				202			
	Tag	Monat	Jahr		Stunde	Minute	
				weiß nicht	☐	verweigert	☐

3. Trinkwasserprobe (S2- Stagnationsprobe)

T010. Wurde die **3. Probe** (S2-Stagnationsprobe) richtlinienkonform genommen?

Checkliste ‚Trinkwasser-Metalle‘ benutzen

Ja ☐ ➔ weiter mit Frage T12

Nein ☐

T011. **An interviewende Person**

Aus welchem Grund/Gründen erfolgte keine korrekte 3. Probenahme (S2-Stagnation)? Welches Kriterium wurde nicht eingehalten?

Die Probennahme liegt länger als 2 Tage zurück. ☐

Die 3. Probe wurde nicht direkt nach der 2. Probe genommen. ☐

Das Probengefäß war zu gering befüllt. ☐

➔ weiter mit Frage
T013

weiß nicht ☐ verweigert ☐

T012. Wann wurde die **3. Probe** (S2-Stagnationsprobe) gewonnen?

An interviewende Person: Vom Etikett abschreiben oder ggf. bei der Zielperson nachfragen bzw. Zeiten eintragen, die der Probenahmen zu Grunde liegen. Bitte auf **5 Minuten** genau!! Wenn 3. Probenahme (T012) nicht zeitgleich mit 2. Probenahme (T09) durchgeführt wurde, dann 3. Probe verwerfen.

Die Nachmittags- und Abendstunden (pm) sind mit 12:00 bis 23:59 Uhr anzugeben.

Achten Sie bei der Datumsangabe darauf, dass bis 23:59 Uhr das Datum des „alten“ Tages und bei 0:00 Uhr das Datum des „neuen“ Tages eingetragen ist.

Hinweis zur Programmierung: Die Angaben von T09 automatisch hier einblenden/übertragen

	Datum				Uhrzeit		
am				202			
	Tag	Monat	Jahr		Stunde	Minute	
				weiß nicht	☐	verweigert	☐

T013. Sind alle Probengefäße mit der IDNR und dem entsprechendem Zusatz versehen?

Bitte entnehmen Sie dem Etikettenblock Nummern-Etiketten mit der Nummer: xxxxxxS0*, xxxxxxS1*, xxxxxxS2* und bringen diese auf die Probengefäße auf.

Ja ☐ erledigt

T014 **An interviewende Person:** Notieren Sie die IDNR des Temperaturloggers

----------------------	----------------------	----------------------

* die Zusatzbezeichnungen müssen so auch in der Hauptstudie bleiben

-Ende der Dokumentation-